

Поликлональное Антитело К Rars2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q5T160

Артикул: CM0026959

введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к человеческому белку RARS2 (ArgRS), пригодное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Для исследовательского использования в изучении митохондриальной трансляции и понтоцеребеллярной гипоплазии. Идеально для разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RARS2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PCH6; ArgRS; RARSL; DALRD2; PRO1992; RARS2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57038
ID гена	57038
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-340 человеческого белка RARS2 (NP_064716.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5T160
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом