


Моноклональное Антитело Против Rаса1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P20936

Артикул: CM0009035



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого RАСА1 (белок 1, активирующий GTP-азу Ras, p120GAP) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходит для исследований сигнального пути Ras. Целевая молекулярная масса ~116 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RASA1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	GAP, PKWS, RASA, p120, CMAVM, CM-AVM, CMAVM1, RASGAP, p120GAP, p120RASGAP, RASA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5921
GeneID	5921
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого RАСА1 (P20936)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P20936
Молекулярный вес белка	116kDa
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент