

Кроличьи Поликлональные Антитела К Anti-Rasal1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O95294

Артикул: CM0023298

введение

Кроличьи поликлональные антитела к Anti-RASAL1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают человеческий, мышиный и крысиный белок RASAL1, ингибиторный регулятор RasGAP, участвующий в формировании дендритов и сигнальном пути cAMP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RASAL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RASAL; RASAL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	8437
GeneID	8437
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120-340 человеческого RASAL1 (NP_004649.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95294
Молекулярный вес белка	90 кДа
Доставка	В ледяном пакете