

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Rasal2 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q9Ujf2

Артикул: CM0016708

введение

Поликлональные кроличьи антитела против RASAL2, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и иммуноферментном анализе (ИФА), с перекрестной реактивностью к белкам человека и крысы. Мишенью антител является RASAL2 — ингибирующий регулятор пути Ras-циклический АМФ. Антитела получены из кролика и предназначены для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RASAL2 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NGAP; RASAL2
Вид белка-мишени	Человек
ID гена (человек)	9462
ID гена	9462
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот с 750 по 1040 позиции белка RASAL2 человека (NP_733793.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9UJF2
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	Холодильный пакет