

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Rasd1 Для Wb, Elisa - Q9Y272

Артикул: CM0015898

введение

Кроличыи поликлональные антитела к Anti-RASD1, валидированные для WB и ELISA на образцах человека и мыши. Нацелены на индуцируемый дексометазоном Ras-связанный белок 1, малую GTPазу, участвующую в регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RASD1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AGS1; DEXRAS1; MGC:26290; RASD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51655
GeneID	51655
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 132-281 человеческого RASD1 (NP_057168.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y272
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	Сумка со льдом