

Поликлональная Кроличья Антитела К Rasgrp1 Для Wb, Ip, Elisa — Q9Z1S3

Артикул: CM0028649

введение

Поликлональная кроличья антитела к RASGRP1 для WB, IP, ELISA. Обнаруживает RASGRP1 человека и мыши (~90 кДа). Подходит для исследований сигнального пути Ras, развития Т- и В-лимфоцитов и онкогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RASGRP1 кроличья пАб
Примечания/алиасы	Rasgrp; calDAG-GEFII
Вид	Мышь
GeneID (человек)	10125
GeneID	19419
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 678–795 мышиного RASGRP1 (NP_035376.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Z1S3
Молекулярная масса белка	90 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементом