


Кроличья Поликлональная Антитело Против Rasip1 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мцк, Ифа - Q5U651

Артикул: CM0024210



введение

Кроличья поликлональная антитело против RASIP1, ключевого регулятора сигналинга ГТФаз в эндотелиальных клетках. Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными белками. ~103 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RASIP1 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	RAIN; RASIP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54922
GeneID	54922
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 635-785 человеческого RASIP1 (Q5U651).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q5U651
Молекулярный вес белка	103kDa
Доставка	Сумка со льдом