


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Rassf1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ns23

Артикул: CM0017055



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого RASSF1 (UniProt Q9NS23), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований супрессоров опухоли, изучения клеточного цикла и апоптоза. Реагирует с человеческими и мышиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	RASSF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	123F2; RDA32; NORE2A; RASSF1A; REN3P21; RASSF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11186
GeneID	11186
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 101-340 человеческого RASSF1 (NP_009113.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NS23
Молекулярный вес белка	39 кДа
Доставка	С ледяным пакетом