

Поликлональное Антитело Против Rassf4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H2L5

Артикул: CM0016607



введение

Валидируйте RASSF4, потенциальный супрессор опухолей и эффектор KRAS, с помощью этого кроличьего поликлонального антитела. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований апоптоза и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к RASSF4, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	AD037; RASSF4
Вид	Человек
GeneID (человек)	83937
GeneID	83937
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-160 человеческого белка RASSF4 (NP_114412.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H2L5
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом