

Поликлональное Антитело Anti-Rassf5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Www0

Артикул: CM0031087



введение

Кроличье поликлональное антитело к RASSF5, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белком человека, мыши и крысы. Направлено на опухолевый супрессор NORE1/RAPL (47 кДа), участвующий в апоптозе и адгезии лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RASSF5 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
Вид	Человек
GeneID (человек)	83593
GeneID	83593
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-265 человеческого RASSF5 (NP_872606.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8WWW0
Молекулярная масса белка	47кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом