

## Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Rassf5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Www0

Артикул: CM0015291



### введение

Кроличья поликлональная антитело к RASSF5 для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на образцах человека и мыши. Нацелено на потенциальный супрессор опухолей и регулятор адгезии лимфоцитов RASSF5 (NORE1/RAPL).

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Название продукта         | RASSF5 Rabbit pAb                                  |
| Примечания/Псевдоним      | RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5 |
| Вид                       | Человек                                            |
| GeneID (Человек)          | 83593                                              |
| GeneID                    | 83593                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок                               |
| Источник                  | Кролик                                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела                            |
| Применение                | WB, ELISA                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                      |
| SWISS                     | Q8WWW0                                             |
| Молекулярный вес белка    | 47кДа                                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                     |