

Анти-Rassf6 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Ztq3

Артикул: CM0029062

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против RASSF6, подходящее для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Используется в исследованиях апоптоза и биологии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RASSF6 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	RASSF6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	166824
GeneID	166824
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-303 человеческого RASSF6 (NP_001257320.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q6ZTQ3
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Ледяной пакет