

Кроличья Поликлональная Антитело Против Крысиного С-Реактивного Белка (Crp) Для Wb, Elisa - P48199

Артикул: CM0020688

введение

Кроличья поликлональное антитело против крысиного С-реактивного белка (CRP), валидированное для WB и ELISA. Рекомбинантный белковый иммуноген (a.o. 20-230). Распознает крысиный CRP (Swiss-Prot P48199). Идеально подходит для исследований защиты организма и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Крысиный С-реактивный белок/CRP, кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	Aa1249; Ac1262; Ab1-341; Ab2-196; Ac1-114; Ac2-069; Ba2-693; Крысиный С-реактивный белок/CRP
Вид	Крыса
ID гена	25419
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-230 крысиного С-реактивного белка/CRP (NP_058792.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P48199
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Ледяной пакет