

Анти-Rav1 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Zwm9

Артикул: CM0020576



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против транскрипционного фактора RAV1 *Arabidopsis thaliana*, подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает ядерный белок массой 39 кДа, участвующий в этиленовой сигнализации и регуляции роста.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAV1 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	AtRAV1; EDF4; ETHYLENE RESPONSE DNA BINDING FACTOR 4; related to ABI3/VP1 1; T6J4.2; T6J4_2; RAV1
Вид	<i>Arabidopsis thaliana</i>
ID гена	837886
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 245-344 <i>Arabidopsis thaliana</i> RAV1 (NP_172784.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9ZWM9
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом