

Моноклональное Антитело Против Rb Для Ihc-P И Elisa - P06400

Артикул: CM0004049



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против белка ретинобластомы человека (RB/pRb), валидированное для ИHC-P и ELISA. Идеально подходит для исследований в области онкологии и клеточного цикла, разработки диагностических средств и детекции мишеней.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RB Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5925
GeneID	5925
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 701-928 человеческого RB (NP_000312.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06400
Молекулярный вес белка	106 кДа
Доставка	Сумка со льдом