


Поликлональные Антитела Против Rb Для Wb, If/Icc, Elisa - P06400

Артикул: CM0021984



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому RB (P06400), валидированные для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Рекомбинантный иммуноген (aa 701-928) детектирует полноразмерный ретинобластомный белок размером ~106 кДа. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, биологии опухолей и взаимодействий хозяин-вирус.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	RB Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5925
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 701-928 человеческого RB (NP_000312.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06400
Молекулярная масса белка	106 кДа
Доставка	Айс-бокс