


Кроличье Моноклональное Антитело К Rb Для Вб, Ип, Игх-П, Ифа - P06400

Артикул: CM0008503



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против ретинобластомассоциированного белка человека (RB1/pRb) для ВБ, ИП, ИГХ-П и ИФА. Идеально подходит для исследований клеточного цикла, онкологии и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к RB
Примечания/Альтернативные названия	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5925
ID гена	5925
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 701-928 человеческого белка RB - NP_000312.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06400
Молекулярная масса белка	106 кДа
Доставка	С ледяным пакетом