


Моноклональное Антитело Anti-Rbap46/Rbbp7 Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q16576

Артикул: CM0006609



введение

Кроличье мАб к RbAp46/RBBP7, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на гистон-связывающий белок RBBP7, субъединицу комплексов ремоделирования хроматина. Идеально подходит для исследований эпигенетики и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к RbAp46/RBBP7
Примечания/синоним	RbAp46; RbAp46/RBBP7
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5931
Идентификатор гена	5931
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого RbAp46/RBBP7 (NP_002884.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16576
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент