


Кроличье Поликлональное Антитело Против Rbap46/Rbbp7 - Q16576

Артикул: CM0017684



введение

Кроличье поликлональное антитело против гистонсвязывающего белка RbAp46/RBBP7 человека. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA и ChIP. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RbAp46/RBBP7
Примечания/синоним	RbAp46; RbAp46/RBBP7
Вид	Человек
GeneID (человек)	5931
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого RbAp46/RBBP7 (NP_002884.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16576
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет