

Поликлональное Антитело Против Rbbr4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа, Хип - Q09028

Артикул: CM0016578



введение

Валидированное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RBBP4 (NURF55/RBAP48), гистон-связывающий белок, участвующий в ремоделировании хроматина. Подходит для Вестерн-блоттинга, ИФА, ХИП. Идеально для исследований в области эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KO Validated] RBBP4 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NURF55; RBAP48; lin-53; P4
Вид	Человек
GeneID	5928
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-425 человеческого RBBP4 (NP_005601.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА, ХИП
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q09028
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом