


Поликлональное Антитело Anti-Rbbp6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q7Z6E9

Артикул: CM0023669



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RBBP6 (E3 убиквитин-протеин лигаза), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований регуляции p53, репликации ДНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBBP6 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	РАСТ; MY038; P2P-R; RBQ-1; SNAMA; RBBP6
Вид	Человек
ID гена	5930
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z6E9
Молекулярная масса белка	202 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом