

Антитело Кролика Против Rbbp8 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга - Q99708

Артикул: CM0014671



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого RBBP8 (CtIP), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на крысу. Идеально подходит для исследований репарации ДНК, клеточного цикла и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBBP8 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	RIM; COM1; CTIP; JWDS; SAE2; JAWAD; SCKL2; RBBP8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5932
GeneID	5932
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 648-897 человеческого RBBP8 (NP_002885.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q99708
Молекулярный вес белка	102кДа
Доставка	Сумка со льдом