


Поликлональные Антитела Против Rbbp9 Для Wb, Ihc-P, Ифа — 075884

Артикул: CM0028014



введение

RBBP9 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, нацеленные на сериновую гидролазу RBBP9, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований рака и сигнального пути TGF-бета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBBP9 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	BOG; RBBP10; RBBP9
Вид	Человек
GeneID (человек)	10741
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-186 человеческого RBBP9 (NP_006597.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	075884
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Хладоэлемент