

Кроличья Поликлональная Антитело Против Rbl2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q08999

Артикул: CM0017064



введение

Кроличья поликлональное антитело к RBL2 (p130, Rb2), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий и мышиный RBL2, ключевой регулятор клеточного цикла и супрессор опухолей. Идеально подходит для исследований хроматина и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBL2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Rb2; P130; BRUWAG; RBL2
Вид	Человек
GenelD (Человек)	5934
GenelD	5934
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 413-613 человеческого RBL2 (NP_005602.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q08999
Молекулярный вес белка	128кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент