

Поликлональное Кроличье Антитело Против Rbm11 Для Вб И Ифа - P57052

Артикул: CM0016588



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к человеческому RBM11, подходит для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований альтернативного сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM11 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RBM11
Вид	Человек
ID гена (человек)	54033
ID гена	54033
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-281 человеческого RBM11 (NP_658983.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P57052
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом