


Поликлональное Антитело Против Rbm14 Для Вб, Ифа - Q96Pk6

Артикул: CM0029353



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому RBM14, подходит для ВБ и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения РНК-связывающего белка 14 в процессах транскрипции и регуляции центриолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM14 кроличье пАб
Примечания/Альтернативные названия	SIP; COAA; PSP2; SYTI1; TMEM137; RBM14
Вид	Человек
ID гена (человек)	10432
ID гена	10432
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-220 человеческого RBM14 (NP_006319.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96PK6
Молекулярная масса белка	69кДа
Доставка	Холодильный пакет