


Поликлональное Антитело Против Rbm14 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q96Pk6

Артикул: CM0013255



введение

RBM14 кроличье поликлональное антитело получено против белка RBM14 человека (аминокислоты 110–220). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA), реагирует с антигеном у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции, биологии центриолей и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM14 кроличье пАт
Примечания/алиасы	SIP; COAA; PSP2; SYTIP1; TMEM137; RBM14
Вид	Человек
ID гена	10432
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110–220 белка RBM14 человека (NP_006319.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96PK6
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Холодовая упаковка