

Кроличыи Поликлональные Антитела К Rbm15B Для Wb И Elisa - Q8Ndt2

Артикул: CM0027862

введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку RBM15B человека (предполагаемый РНК-связывающий белок 15B, OTT3), подходящие для методов WB и ELISA. Перекрестно реагируют с образцами человека и мыши. Идеально подходят для изучения m6A-метилирования и процессинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к RBM15B
Примечания/Синонимы	OTT3; HsOTT3; HUMAGCGB; RBM15B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	29890
GeneID	29890
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 540-720 RBM15B человека (NP_037418.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8NDT2
Молекулярная масса белка	97 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом