


Поликлональное Антитело К Rbm17 Кролика Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q96I25

Артикул: CM0030293



введение

Кроличье поликлональное антитело, полученное против рекомбинантного человеческого RBM17 (SPF45), предназначенное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Распознает ядерный сплайсинг-фактор с молекулярной массой 45 кДа, участвующий в регуляции сплайсинга мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM17 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	SPF45; RBM17
Вид происхождения антигена	Человек
ID гена (человек)	84991
ID гена	84991
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-240 человеческого RBM17 (NP_116294.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96I25
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	Холодильный пакет