

Кроличыи Поликлональные Антитела К Rbm22 Для Wb И Elisa - Q9Nw64

Артикул: CM0016180



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку RBM22 человека (Cwc2, ZC3H16, fSAP47). Валидированы для методов WB, ELISA; перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований сплайсосомы и сплайсинга пре-мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к RBM22
Примечания/Синонимы	Cwc2; ZC3H16; fSAP47; RBM22
Вид	Человек
ID гена	55696 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 RBM22 человека (NP_060517.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NW64
Молекулярная масса белка	47 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом