

Антитела Кролика Против Rbm26 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q5T8P6

Артикул: CM0015375

введение

Поликлональные антитела кролика против RBM26, применимые для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на человеческий РНК-связывающий белок 26, участвующий в регуляции распада ядерных поли(А)+ РНК. Идеальны для исследований посттранскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM26 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64062
ID г	64062
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 65-140 человеческого RBM26 (NP_071401.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q5T8P6
Молекулярный вес белка	114кДа
Доставка	Сумка со льдом