

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Rbm3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98179

Артикул: CM0002708



введение

Кроличьи моноклональные антитела против человеческого RBM3 (RNA-связывающего белка 3), валидированные для WB, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований холодового стресса и РНК-связывания.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM3 кроличий mAb
Примечания/Псевдоним	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5935
GeneID	5935
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 58-157 человеческого RBM3 (P98179)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P98179
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом