

Кроличья Поликлональная Антитело Против Rbm3 Для Wb, IHC-P, Elisa — P98179

Артикул: CM0026383



введение

RBM3 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное у кролика, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белком. Мишень: индуцируемый холодом РНК-связывающий белок RBM3 (17 кДа, SWISS P98179).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM3 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
Вид	Человек
ID гена (человек)	5935
ID гена	5935
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P98179
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодовая упаковка