

Поликлональная Кроличья Антитела Против Rbm34 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P42696

Артикул: CM0013884

введение

Поликлональная кроличья антитела против RBM34, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Направлена на связывание с человеческим РНК-связывающим белком 34, который локализуется в нуклеоле и участвует в процессинге РНК. Подходит для исследовательского применения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM34 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Алиасы	RBM34
Вид	Человек
ID гена	23029
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 60-280 человеческого RBM34 (NP_055829.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P42696
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	Сумка-холодильник