


Поликлональное Антитело Кролика Против Rbm39 Для Вб, Игк-П, Иф/Икк, Ифа — Q14498

Артикул: CM0019557



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого RBM39 (CAPER α). Валидировано для применения в ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным гомологом. Идеально подходит для исследований сплайсинга и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM39 кроличье пАт
Примечания/Алиасы	HCC1, CAPER, RNPC2, FSAP59, CAPERalpha, RBM39
Вид	Человек
GeneID (человек)	9584
GeneID	9584
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-508 человеческого RBM39 (NP_001229528.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14498
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Хладоэлемент