

Кроличья Поликлональная Антитело К Rbm46 Для Wb И Elisa — Q8Tby0

Артикул: CM0024129

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на RBM46 (CT68), ключевой регулятор мейоза и фертильности. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ELISA, обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репродуктивной биологии и зародышевых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM46 кроличья пАт
Примечания/Альтернативные названия	CT68; RBM46
Вид	Человек
ID гена (человек)	166863
ID гена	166863
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-140 человеческого RBM46 (NP_659416.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TBY0
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом