


Поликлональные Антитела Против Rbm5 Для Wb, Elisa - P52756

Артикул: CM0014761



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RBM5, валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческим, мышинным и крысиным белками. Подходят для исследований апоптоза и альтернативного сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	G15, H37, RMB5, LUCA15, LUCA-15, RBM5
Вид	Человек
GeneID (человек)	10181
GeneID	10181
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого RBM5 (NP_005769.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52756
Молекулярный вес белка	92кДа
Доставка	Сумка со льдом