

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rbm6 Для Wb И Elisa - P78332

Артикул: CM0014299

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого RBM6, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для изучения функции РНК-связывающего белка 6, альтернативного сплайсинга и исследования антигена рака лёгких.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против RBM6
Примечания/синонимы	3G2; g16; DEF3; DEF-3; HLC-11; NY-LU-12; RBM6
Вид	Человек
GeneID	10180
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 530-770 человеческого RBM6 (NP_005768.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P78332
Молекулярная масса белка	129 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом