


Поликлональные Антитела Против Rbm7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y580

Артикул: CM0019655



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого РНК-связывающего белка 7 (RBM7), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь. Подходят для изучения функции комплекса NEXT и метаболизма РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBM7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RBM7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10179
GeneID	10179
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-266 человеческого RBM7 (NP_057174.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y580
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка со льдом