

Кроличья Поликлональная Антитела К Rbmх/Hnгп G Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P38159

Артикул: CM0018372



введение

Кроличья поликлональная антитела, распознающая человеческий RBMX/hnRNP G, валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с мышинным белком. Нацелена на мультифункциональный РНК-связывающий белок, участвующий в транскрипции, сплайсинге и сигнализации через TNFR1. Идеально подходит для исследований в области онкологии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBMX/hnRNP G кроличья поликлональная антитела
Примечания/алиасы	RNMX; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
Вид	Человек
GeneID (человек)	27316
GeneID	27316
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-95 человеческого RBMX/hnRNP G (NP_002130.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P38159
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	С холодом