

Поликлональное Антитело Против Rbmy1F Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15415

Артикул: CM0018849

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RBMY1F (UniProt Q15415). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с крысой. Необходимо для изучения сперматогенеза и сплайсинга пре-мРНК в яичках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBMY1F Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	YRRM2; RBMY1F
Вид	Человек
GeneID (Человек)	159163
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого RBMY1F (NP_689798.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q15415
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	В термопакете со льдом