


Поликлональное Антитело Против Rbp1 Для Вб, Иф/Икк, Иф-П, Ифа - P09455

Артикул: CM0014546



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого RBP1 (клеточный ретинол-связывающий белок I). Валидировано для ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИФА; проявляет перекрестную реакцию с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований транспорта витамина А и биологии липидных капель.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBP1 кроличье пАб
Примечания/Алиасы	CRBP; RBPC; CRBP1; CRBPI; hCRBP1; CRABP-I; RBP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5947
ID гена	5947
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-135 человеческого RBP1 (NP_001352869.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09455
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	С пакетом со льдом