

Кроличье Поликлональное Антитело Против Rbp3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P10745

Артикул: CM0025362

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RBP3, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Детектирует RBP3 (135 кДа) человека, мыши и крысы — ключевой белок, связывающий ретиноиды в межфоторецепторном пространстве, участвующий в зрительном цикле.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBP3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	IRBP; RBPI; RP66; D10S64; D10S65; D10S66; RBP3
Вид	Человек
GeneID	5949
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-320 человеческого RBP3 (NP_002891.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10745
Молекулярная масса белка	135 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом