


Поликлональное Антитело Против Rbp4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P02753

Артикул: CM0015617



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий RBP4 (ретинол-связывающий белок 4), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Определяет эндогенные уровни белка у человека, мыши и крысы. Идеально для исследований транспорта ретинола и метаболизма витамина А.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBP4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5950
ID гена	5950
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-201 человеческого RBP4 (NP_006735.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	P02753
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом