


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rbp4 Для Wb, Elisa — P02753

Артикул: CM0021829



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий RBP4, подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с белком мыши. Идеально подходит для исследований транспорта ретинола, гомеостаза витамина А и путей, связанных со зрением.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело RBP4 pAb
Примечания/псевдонимы	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
Вид	Человек
GeneID (человек)	5950
GeneID	5950
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19–201 человеческого RBP4 (NP_006735.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P02753
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом