


## Поликлональное Антитело Против Rbp7 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q96R05

Артикул: CM0024327



### введение

Кроличье поликлональное антитело против RBP7 для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Распознает человеческий, мышинный, крысиный белок RBP7 (CRBP4/CRABP4). Ключевой внутриклеточный транспортный белок для ретинола. Идеально для исследований метаболизма ретиноидов и онкологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Поликлональное антитело к RBP7, кроличье (pAb)                                                                                             |
| Примечания/Альтернативные названия | CRBP4; CRABP4; CRBP4V; RBP7                                                                                                                |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                    |
| GeneID (Человек)                   | 116362                                                                                                                                     |
| GeneID                             | 116362                                                                                                                                     |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-134 человеческого белка RBP7 (NP_443192.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA                                                                 |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                                                                                                                |
| SWISS                              | Q96R05                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка           | 16 кДа                                                                                                                                     |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                          |