

Поликлональная Антитела Кролика Против Rbpjk Для Вб, Игк-П, Ифа — Q06330

Артикул: CM0024989



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого RBPJK (RBP-J, CBF1). Валидированы для ВБ, ИГК-П и ИФА, проявляют перекрестную реактивность с мышью и крысой. Идеально подходят для исследования сигнального пути Notch и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RBPJK Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	SUN; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUN; IGKJRB1; RBP-J kappa
Вид	Человек
GeneID (человек)	3516
GeneID	3516
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-260 человеческого RBPJKK (NP_976028.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q06330
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Хладоэлемент