

Поликлональные Антитела К Rc3H1/Roquin-1 Для Wb И Elisa — Q5Tc82

Артикул: CM0019225



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к белку RC3H1 (Roquin-1) человека, валидированные для методов WB и ELISA. Подходят для изучения посттранскрипционной регуляции генов и иммунных ответов. Обладают перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к RC3H1
Примечания/Синонимы	FHL6; IMDSHY; RNF198; ROQUIN; RC3H1
Вид	Человек
ID гена (человек)	149041
ID гена	149041
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 834-1133 RC3H1 человека (NP_742068.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q5Tc82
Молекулярная масса белка	126 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом