

Поликлональное Антитело Против Rcc1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18754

Артикул: CM0027674



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на RCC1, валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований конденсации хромосом и ядерных процессов, опосредованных Ran.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RCC1 кроличье пАб
Примечания/алиасы	CHC1; RCC1-I; RCC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1104
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого RCC1 (NP_001260.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18754
Молекулярная масса белка	45кДа
Доставка	Холодовой пакет