

Кроличье Моноклональное Антитело Против Rcc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P18754

Артикул: CM0002948



введение

RCC1 Rabbit mAb — это моноклональное антитело, полученное против человеческого RCC1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА, с перекрестной реактивностью в отношении человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения конденсации хроматина и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RCC1 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	CHC1; RCC1-I; RCC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1104
GeneID	1104
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RCC1 (P18754).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P18754
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом